

# Bionet Einbettkassetten



# Bionet Einbettkassetten

Bionet Einbettkassetten mit engmaschigem Netz für die Durchführung von Feinstbiopsien. Das Einlegen eines Pads ist bedingt durch die geringe Durchlässigkeit nicht mehr notwendig; auch kleinste Gewebeatnahmen können nicht durch das Netz hindurchgelangen. Das Beschriftungsfeld ermöglicht die Beschriftung über einen Drucker oder mit üblichen Stiften.

Die Bionet Kassetten sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

Farbe	einzeln <sup>1</sup> mit Deckel	einzeln <sup>2</sup> ohne Deckel	im Magazin <sup>3</sup> ohne Deckel	am Band <sup>4</sup> mit Deckel	am Band <sup>5</sup> ohne Deckel
weiß	054770	054750	054560	054720	054640
hellblau	054771	054751	054561	054721	054641
gelb	054772	054752	054562	054722	054642
rosa	054773	054753	054563	054723	054643
hellgrün	054774	054754	054564	054724	054644
hellorange	054775	054755	054565	054725	054645
braun	054776	054756	054566	054726	054646
rot	054777	054757	054567	054727	054647
grau	054778	054758	054568	054728	054648
beige	054779	054759	054569	054729	054649
hellviolett	054780	054760	054570	054730	054650
türkis	054781	054761	054571	054731	054651
dunkelorange	054782	054762	054572	054732	054652
dunkelviolett	054783	054763	054573	054733	054653
pastellgelb	054784	054764	054574	054734	054654
pastellblau	054785	054765	054575	054735	054655
pastellgrün	054786	054766	054576	054736	054656

Art.-Nr.	Bezeichnung
053831	Deckel für Einbettkassetten Bionet natur <sup>2</sup>

<sup>1</sup> VE: 500 Stück im Spenderkarton, 3.000 Stück im Karton

<sup>2</sup> VE: 500 Stück im Beutel, 5.000 Stück im Karton

<sup>3</sup> VE: 1.200 Stück im Karton (16 Magazine à 75 Stück),  
geeignet für Drucksysteme von Thermo Scientific: MicroWriter™ und PrintMate™

<sup>4</sup> VE: 600 Stück im Spenderkarton (15 x 40 Stück), 3.600 Stück im Karton  
geeignet für Drucksysteme von:

SAKURA: Tissue-Tek AutoWrite

Leica: Automatische Druckersysteme

Vogel: Kassettendrucker

PRIMERA: Kassettendrucker

<sup>5</sup> VE: 1.200 Stück im Spenderkarton (30 x 40 Stück), 7.200 Stück im Karton

