

# Probenröhren mit physiologischer Kochsalzlösung & Abstrichtupfer für Rachen und Nasopharynx\*



Die Probenröhren mit physiologischer Kochsalzlösung NaCl 0,9% dienen als Transportgefäß für Abstrichproben. Die Röhren sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und werden steril geliefert. Auf Anfrage sind die Stopfen auch in anderen Farben sowie auf Wunsch mit personalisiertem (Barcode-)Etikett erhältlich.

Röhre (L x Ø) Stopfentyp	NaCl-Lösung		
	1 ml	1,5 ml	2 ml
75/12 mm, Überlappstopfen, weiß	<b>042500</b> 100 St./Beutel 2.000 St./Umkarton	-	-
75/13 mm, Schraubstopfen, natur	<b>0961 3360</b> 100 St./Beutel 2.000 St./Umkarton	<b>0961 3363</b> 100 St./Beutel 2.000 St./Umkarton	-
75/15 mm <sup>1</sup> , Schraubstopfen, natur	<b>0961 3030</b> 100 St./Beutel 1.500 St./Umkarton	-	<b>0961 3031</b> 100 St./Beutel 1.500 St./Umkarton
92/15 mm, Schraubstopfen, natur	<b>0961 3250</b> 100 St./Beutel 1.000 St./Umkarton	-	<b>0961 3251</b> 100 St./Beutel 1.000 St./Umkarton
100/15 mm, Überlappstopfen mit Nocken, natur	-	-	<b>042511</b> 100 St./Beutel 1.000 St./Umkarton
101/16,5 mm, Schraubstopfen, natur	<b>0961 1250</b> 100 St./Beutel 1.000 St./Umkarton	-	<b>0961 1251</b> 100 St./Beutel 1.000 St./Umkarton

<sup>1</sup> Auf Wunsch ist diese Röhre auch mit einem erhöhten Schraubstopfen erhältlich. Dies ermöglicht die Aufnahme der u.g. Abstrichtupfer mit Sollbruchstelle.

Die Abstrichtupfer mit Nylon-Flockfaserkopf sind in zwei Ausführungen für Rachen- und/oder Nasopharyngealabstriche erhältlich. Sie sind einzeln steril verpackt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
056507*	Nylon-Flockfaser-Abstrichtupfer, Nasopharynx, Bruchstelle 80 mm, Kopf-Ø 3 mm	50 St./Beutel, 5.000 St./Umkarton
056509*	Nylon-Flockfaser-Abstrichtupfer, Rachen, Bruchstelle 80 mm, Kopf-Ø 5 mm	200 St./Spenderkarton, 5.000 St./Umkarton